

## **Pokyny pre odber materiálu na PCR vyšetrenie**

Klinické vzorky sa odoberajú do vhodných sterilných odberových súprav (plastové skúmavky, striekačky, kontajner na odber stolice a pod.). Potraviny by sa mali, ak je to možné, zasielať v pôvodných obaloch.

### Vhodný biologický materiál:

- stolica
- zvratky
- žalúdočný obsah
- pitevný materiál
- čistá bakteriálna kultúra (agar so siričitanom a cykloserínom - TSC, agare pre anaeróby s gentamicínom - Schaedler agar)

**! Sérum a krv sú na PCR vyšetrenie nevhodné !**

### Potraviny:

- podozrivá potravina (min. 25 g)
- zvyšky jedál (min. 25 g)
- čistá bakteriálna kultúra (agar so siričitanom a cykloserínom - TSC, agare pre anaeróby s gentamicínom - Schaedler agar)

### Transport:

- čo najrýchlejší (osobne, zvozom).
- vzorky transportujte chladené prípadne pri izbovej teplote
- ! nie zmrazené !

V prípade požiadavky na dôkaz neurotoxínu biologickým pokusom sa obráťte na:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,  
Centrum klinických laboratoří (CKL)  
Partyzánské náměstí 7  
702 00 Ostrava  
tel: +420 596 200 111,+420 596 200 338, 425